

ACTIVESHOP[®]

Οδηγίες χρήσης

Vapozone Giovanni D-008



Εισαγωγέας:

z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Πολωνία
www.activeshop.com.pl Rev.
A/04/2025



Σάρωση
για
διάφορες
γλώσσες



Τεχνικά στοιχεία:

Ονομαστική τάση	220V/240V
Ηλεκτρική ισχύς	800W
Ονομαστική συχνότητα	50/60Hz
Χωρητικότητα	600ML
Θερμοκρασία ατμού	Περίπου 40°C (20cm από το ακροφύσιο)

Σημειώσεις πριν από τη χρήση:

- Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα κοντά σε μπανιέρα, λεκάνη ή άλλο υγρό δοχείο.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση του δοχείου από άτομα που δεν μπορούν να αισθανθούν θερμότητα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο σώμα.
- Σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής εάν εμφανιστούν πόνοι ή ανωμαλίες στο δέρμα ή στο σώμα.
- Τα ακόλουθα άτομα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν:
 - ο Μπορεί να προκαλέσει δερματικά προβλήματα λόγω ορμονικής ανισορροπίας.
 - ο Άτομα με αλλεργίες, δερματοπάθειες, ατοπική δερματίτιδα, ευαίσθητο δέρμα ή έχουν υποστεί σοβαρό ηλιακό έγκαυμα.
 - ο Άτομα με δερματικούς τραυματισμούς, έκζεμα, πρηξίματα κ.λπ.
 - ο Άτομα που έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση.
- Κατά τη σύνδεση του βύσματος, μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη του.
- Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος και τραβήξτε το φισ από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Εάν δεν το κάνετε αυτό μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
- Καθαρίζετε περιοδικά τη μονάδα για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης. Η υγρασία και άλλοι παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν διάτρηση της μόνωσης.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τη συσκευή, αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της του καλωδίου.
- Βεβαιώνεστε πάντα ότι η συσκευή τροφοδοτείται από πηγή με τη σωστή ονομαστική τάση. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή εγκαύματα.
- Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
 - ο Όταν το καλώδιο ή το φισ είναι καυτό ή έχει υποστεί ζημιά,
 - ο Όταν το φισ είναι χαλαρό στην πρίζα,
- Μην τροποποιείτε, τεντώνετε, λυγίζετε ή στρίβετε υπερβολικά το καλώδιο.
- Στο καλώδιο δεν επιτρέπεται να τοποθετείται τίποτα βαρύ.
- Αποτρέψτε τη σκόνη ή άλλα επιβλαβή στοιχεία από το να εισέλθουν στο βύσμα.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή στο μπάνιο ή σε άλλους χώρους με υψηλή υγρασία. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στη μόνωση.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτες ουσίες όπως: αλκοόλες, διαλύτες, βενζίνη, σπρέι αεροζόλ κ.λπ. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε έκρηξη ή πυρκαγιά.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Χρησιμοποιήστε το δοχείο για να αναπληρώσετε το νερό που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της μονάδας.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χτυπηθεί ή να πεταχτεί. Εάν η συσκευή υποστεί ζημιά λόγω πρόσκρουσης ή πτώσης, δεν επιτρέπεται να συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε.
- Μην εισάγετε τίποτα μέσα στο ακροφύσιο και μην πιέζετε το ακροφύσιο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή επισκευάσετε τη συσκευή. Για επισκευή, επικοινωνήστε με τον διανομέα από τον οποίο αγοράστηκε η συσκευή ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Μην αγγίζετε τη δεξαμενή νερού όταν ο εξοπλισμός είναι ενεργοποιημένος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην ρίχνετε αιθέρια έλαια ή οποιοδήποτε άλλο υγρό εκτός από νερό στη δεξαμενή νερού. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της συσκευής ή σε σωματικό τραυματισμό.

Χαρακτηριστικά:

1. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα όταν η στάθμη του νερού στη δεξαμενή δεν επαρκεί.
2. Η συσκευή παράγει ζεστό ατμό.
3. Η συσκευή διαθέτει λειτουργία "όζοντος".

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση στο δέρμα

1. Η υπερβολική χρήση είναι επιβλαβής για το δέρμα.
2. Αρχικά, η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μία φορά την ημέρα, για όχι περισσότερο από 10 λεπτά.
3. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή 2-3 φορές την εβδομάδα για το κανονικό δέρμα και μία φορά την εβδομάδα για το ευαίσθητο δέρμα.
4. Εάν αισθανθείτε δυσφορία στο δέρμα κατά τη διάρκεια της χρήσης, διακόψτε αμέσως τη θεραπεία.
5. Ο ατμός ανοίγει τους φραγμένους πόρους, επιτρέποντας τον βαθύ καθαρισμό του δέρματος.
6. Ο ατμός ανακουφίζει τα σημάδια γήρανσης και καθαρίζει το δέρμα από τις τοξίνες.
7. Η θεραπεία βελτιώνει επίσης την κυκλοφορία του αίματος.
8. Μετά τη θεραπεία, συνιστάται η ενυδάτωση του δέρματος.
9. Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται περιοδικά.

Προετοιμασία

1. Όταν ανοίγετε τη συσκευασία για πρώτη φορά, μπορεί να δείτε υπολείμματα νερού στο δοχείο. Αυτό είναι το νερό που περισσεύει μετά τον ποιοτικό έλεγχο στο εργοστάσιο και δεν θα προκαλέσει προβλήματα υγιεινής.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.
3. Ξεβιδώστε το δοχείο νερού. Γεμίστε το δοχείο νερού (**με φιλτραρισμένο ή αποσταγμένο νερό**) και βιδώστε το καπάκι.
4. Συνδέστε τη συσκευή σε μια κατάλληλη πηγή ρεύματος.
5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Η συσκευή θα ηχήσει εάν δεν υπάρχει καθόλου, βρώμικο ή ανεπαρκές νερό.
6. Για να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία με ζεστό ατμό, πατήστε το κουμπί "POWER", το οποίο θα ανάψει με κόκκινο χρώμα. Συμπληρώστε το νερό στη μέγιστη στάθμη. Ο θερμαντήρας θα αρχίσει να θερμαίνει το νερό και μετά από λίγο θα αρχίσει να αναδύεται μια ζεστή ομίχλη.
7. Πατώντας το κουμπί "OZONE", η ποσότητα του ατμού θα αυξηθεί σημαντικά.
8. Η κεφαλή του warozone μπορεί να περιστραφεί.
9. Μόλις ειδοποιηθεί το σφάλμα, η μονάδα πρέπει να επανεκκινηθεί.

Οδηγίες φροντίδας

1. Κρατήστε το ακροφύσιο σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm από το πρόσωπό σας για να καλύψετε όλο το πρόσωπό σας με ατμό. Κατευθύνετε την πίδακα ατμού προς την κορυφή του πηγουνιού σας.
2. Ο ατμός θα αρχίσει να βγαίνει μετά από μερικές δεκάδες δευτερόλεπτα από την εκκίνηση της συσκευής.
3. Όταν το νερό δεν επαρκεί, η δέσμη ατμού θα μειωθεί ανάλογα. Όταν δεν υπάρχει αρκετό νερό, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Μην αφαιρείτε το δοχείο νερού μόλις η συσκευή απενεργοποιηθεί. Το δοχείο νερού χρειάζεται τουλάχιστον 10 λεπτά για να κρυώσει, διαφορετικά αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά.
4. Εάν η συσκευή απενεργοποιηθεί αυτόματα λόγω έλλειψης νερού, περιμένετε περίπου 2 λεπτά έως ότου ο ελεγκτής επανεκκινήσει και η μονάδα μπορεί να επανέλθει σε λειτουργία.
5. Μην αφήνετε νερό στη δεξαμενή. Όταν τελειώσετε, αδειάστε και στεγνώστε τη δεξαμενή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Η μονάδα είναι επαγγελματικός εξοπλισμός για χρήση σε ινστιτούτα αισθητικής. Η λειτουργία της συσκευής μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό αισθητικής αποφεύγει ανεπιθύμητες συνέπειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
2. Η μονάδα δεν πρέπει να αποσυναρμολογηθεί ή να επιχειρηθεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Όλα τα σέρβις και οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις (εταιρεία ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε υγρά, σε υγρούς χώρους ή με βρεγμένα χέρια - ώστε να μην εισέλθουν υγρά στη συσκευή.
4. Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις που παρέχει η εταιρεία ACTIVESHOP Sp. z o.o. στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) έχει εισέλθει υγρό στη συσκευή, β) η συσκευή εκπέμπει περίεργη οσμή, καπνό ή κάνει περίεργους θορύβους, γ) το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, δ) η συσκευή έχει ανατραπεί ή το περίβλημά της έχει υποστεί ζημιά.
5. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στα καλώδια. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε σημείο όπου κάποιος μπορεί να πατήσει το καλώδιο ρεύματος.

6. Για λόγους ασφαλείας, αφαιρείτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα κάθε φορά που τελειώνετε την εργασία σας με τη μονάδα.
7. Μην εισάγετε τίποτα μέσα στο άνοιγμα της συσκευής. Εάν κάποιο ξένο αντικείμενο μπει στο άνοιγμα, αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον διανομέα ή τον κατασκευαστή.
8. Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε ασταθές καρότσι, ράφι ή όχημα. Η μονάδα ενδέχεται να υποστεί ζημιά εάν πέσει.
9. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερή διάρκεια ζωής της συσκευής, συνιστάται να τηρείτε ένα διάστημα ενός λεπτού πριν πατήσετε ξανά το κουμπί λειτουργίας (μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης και αντίστροφα).
10. Η παροχή ρεύματος πρέπει να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος η συσκευή να δυσλειτουργήσει, να υποστεί βλάβη ή ακόμη και να καεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας ή άλλων δυσλειτουργιών, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο.
2. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές και διανοητικές ικανότητες και έλλειψη εμπειρίας και εξοικείωσης με τον εξοπλισμό, εφόσον παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες για την ασφαλή χρήση του εξοπλισμού, ώστε να γίνουν κατανοητοί οι σχετικοί κίνδυνοι.
3. Ο εξοπλισμός δεν προορίζεται για να παίζουν με αυτόν τα παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
4. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν κοντά της βρίσκονται παιδιά ή άτομα χωρίς επαρκείς γνώσεις σχετικά με τη χρήση της συσκευής.
5. Αυτή η ηλεκτρική συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Η λανθασμένη χρήση ή επαφή με την ηλεκτρική συσκευή μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία ή να οδηγήσει σε θάνατο, γι' αυτό η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται μακριά από παιδιά.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές συσκευές, τα εξαρτήματα και τις συσκευασίες σε κέντρα ανακύκλωσης σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Ακολουθήστε τους κανόνες για την απόρριψη αυτού του τύπου εξοπλισμού. Για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΚ

σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά και στη συνέχεια να παραδίδονται στα σημεία συλλογής αποβλήτων ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού.

Οι παλαιές συσκευές στο τέλος του κύκλου ζωής τους περιέχουν πλήρως ανακυκλώσιμα εξαρτήματα και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να παραδίδονται για ανακύκλωση. Συνεπώς, θα πρέπει να παραδίδονται στα κατάλληλα σημεία συλλογής και μπορούν επίσης να παραδίδονται στην ACTIVESHOP Ltd.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Η συσκευή πρέπει να μεταφέρεται σε θερμοκρασία μεταξύ (-) 20 °C και (+) 50 °C μόνο στην αρχική της συσκευασία. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο χώρο με σχετική υγρασία όχι μεγαλύτερη από 75%. Θερμοκρασία λειτουργίας από (+) 10 °C έως (+) 40 °C. Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αποθήκευσης και μεταφοράς, η συσκευή δεν πρέπει να πετιέται ή να πέφτει, να εκτίθεται σε μηχανικούς κραδασμούς ή ατμοσφαιρικούς παράγοντες.