

Hepy Urease Test

Εξαιρετικά γρήγορη*, ξηρή δοκιμή ουρεάσης για την ανίχνευση ελικοβακτηριδίου του πυλωρού κατά την ενδοσκοπική εξέταση

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Ξηρή δοκιμή - δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε νερό, τζελ ή άλλα υγρά
- Γρήγορα αποτελέσματα* - σε περίπτωση σοβαρής μόλυνσης, το αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και μετά από 1 λεπτό
- ▶▶ Ημερομηνία λήξης - 4 χρόνια
- ▶▶ Αξιοπιστία - δεν δίνει ψευδώς θετικά αποτελέσματα με τη χολή και το αίμα

Δοκιμάστε την ποιότητά μας!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε 5 δωρεάν δείγματα



For professional use

Εφαρμογή: Η δοκιμή ουρεάσης προορίζεται για την ανίχνευση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού σε βιοψίες από το στομάχι ή το δωδεκαδάκτυλο. Η αρχή της δοκιμής βασίζεται στη φυσιολογική ικανότητα του *Helicobacter pylori* να παράγει μεγάλες ποσότητες ουρεάσης. Αυτό το ένζυμο αποσυνθέτει την ουρία που υπάρχει στη δοκιμή, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση αμμωνίας προκαλώντας αλλαγή χρώματος στον δοκιμαστικό δακτύλιο από κίτρινο σε ροζ και πιθανώς περαιτέρω σε ματζέντα και μοβ.



Εισαγωγή και διανομή στην Ελλάδα :
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΓΚΑΣ Ι.Κ.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤ: ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΤΚ 57001
ΤΘ60154 - ΘΕΡΜΗ - ΤΗΛ.: 2310-272462 FAX: 2310-267516
ΥΠΟΚ 1: Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 354 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΘΗΝΑ ΤΚ 15233
ΥΠΟΚ 2: ΤΣΙΜΙΣΚΗ 137 - ΤΚ 54821 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

