

## Utech high+galvanic

F803.N

### High frequency and galvanic current equipment

Professional use equipment that combines 2 functions: high frequency and galvanic current. Ideal for cleansing and nourishing the skin. The direct current is used to facilitate the penetration of active ingredients in deep facial cleansings, and the high frequency helps accelerate blood circulation and stimulate glandular activity.



### Key specifications

Intensity range	1-10
High frequency - type	direct, indirect
High frequency - frequency	200-500 kHz
Number of glass electrodes	4
Type of gas of the electrode	orange
Electrode shape	mushroom, spoon, ball, straight
Galvanic - type of current	continue, pressed
Polarity modes	positive, negative
Iontophoresis function	Yes
Desincrustation function	Yes

Tabletop	15 W
220-240 V	50/60 Hz
↔ 28 cm	↗ 27 cm
↑ 13 cm	📦 34 x 22 x 34 / 3.3 kg

## Utech high+galvanic

F803.N

### Equipo de alta frecuencia y corriente galvánica

Equipo de uso profesional que combina 2 funciones: alta frecuencia y corriente galvánica. Ideal para limpiar y nutrir la piel. La corriente continua se usa para facilitar la penetración de activos en limpiezas faciales profundas y la alta frecuencia contribuye a acelerar la circulación sanguínea y estimular la actividad glandular.



### Especificaciones técnicas

Rango de intensidad	1-10
Alta frecuencia – tipo	directa, indirecta
Alta frecuencia – frecuencia	200-500 kHz
Nº electrodos vidrio	4
Tipo de gas del electrodo	naranja
Forma del electrodo	seta, cuchara, bola, recto
Galvánico – tipo de corriente	continua, pulsada
Modos de polaridad	positivo, negativo
Función iontoforesis	Sí
Función desincrustación	Sí

sobremesa

15 W

220-240 V

50/60 Hz

↔ 28 cm

↗ 27 cm

↑ 13 cm

📦 34 x 22 x 34 / 3.3 kg

## Utech high+galvanic

F803.N

### Attrezzatura ad alta frequenza e corrente galvanica

Attrezzatura ad uso professionale che combina 2 funzioni: alta frequenza e corrente galvanica. Ideale per pulire e nutrire la pelle. La corrente continua viene utilizzata per facilitare la penetrazione degli attivi nelle pulizie facciali profonde e l'alta frequenza contribuisce ad accelerare la circolazione sanguigna e stimolare l'attività ghiandolare.



### Specifiche chiave

Raggio di intensità	1-10
Alta frequenza - tipo	diretta, indiretta
Alta frequenza - frequenza	200-500 kHz
N° elettrodi in vetro	4
Tipo di gas dell'elettrodo	arancia
Forma dell'elettrodo	fungo, cucchiaio, sfera, tubo
Galvanico - tipo di corrente	continua, premuto
Modalità di polarità	positivo, negativo
Funzione ionoforesi	Sì
Funzione di disincrostazione	Sì

sobremesa

15 W

220-240 V

50/60 Hz

↔ 28 cm

↗ 27 cm

↑ 13 cm

📦 34 x 22 x 34 / 3.3 kg

## Utech high+galvanic

F803.N

### Hochfrequenz- und Galvanikgerät

Professionelle Anwendung, die 2 Funktionen kombiniert: Hochfrequenz und galvanischer Strom. Ideal zur Reinigung und Pflege der Haut. Der Gleichstrom wird verwendet, um die Penetration von Wirkstoffen bei tiefen Gesichtereinigungen zu erleichtern, und die Hochfrequenz trägt dazu bei, die Durchblutung zu beschleunigen und die Drüsenaktivität zu stimulieren.



### Technische Angaben

Intensitätsbereich	1-10
Hochfrequenz - Typ	direkt, indirekt
Hochfrequenz - Frequenz	200-500 kHz
Anzahl der Glaselektroden	4
Gasart des Elektroden	orange
Form des Elektroden	Pilz, Löffel, Kugel, gerade
Galvanisch - Stromart	Kontinuierlich, gepulst
Polaritätsmodi	positiv, negativ
Funktion Iontophorese	Ja
Funktion der Entkalkung	Ja

Tischgerät

15 W

220-240 V

50/60 Hz

↔ 28 cm

↗ 27 cm

↑ 13 cm

📦 34 x 22 x 34 / 3.3 kg

## Utech high+galvanic

F803.N

### Équipement de haute fréquence et courant galvanique

Équipement d'usage professionnel qui combine 2 fonctions : haute fréquence et courant galvanique. Idéal pour nettoyer et nourrir la peau. Le courant continu est utilisé pour faciliter la pénétration des actifs lors de nettoyages faciaux profonds, et la haute fréquence contribue à accélérer la circulation sanguine et à stimuler l'activité glandulaire.



### Spécifications clés

Rang d'intensité	1-10
Haute fréquence - type	directe, indirecte
Haute fréquence - fréquence	200-500 kHz
N° électrodes en verre	4
Type de gaz de l'électrode	orange
Forme de l'électrode	champignon, cuillère, boule, droit
Galvanique - type de courant	continue, enfoncée
Modes de polarité	positif, négatif
Fonction iontophorèse	Oui
Fonction désincrustation	Oui

de table

15 W

220-240 V

50/60 Hz

↔ 28 cm

↗ 27 cm

↑ 13 cm

📦 34 x 22 x 34 / 3.3 kg