

Basictech galvanic

WKB012

Galvanic current equipment

Compact digital galvanic equipment for Professional use that utilizes continuous current to facilitate the penetration of actives in deep facial cleanings. It offers constant intensity for a safe, effective, and homogeneous treatment. Ideal for enhancing results in facial protocols.

Key specifications

Intensity range	1-10
Galvanic - type of current	continue, pressed
Polarity modes	positive, negative
Iontophoresis function	Yes
Desincrustation function	Yes

Tabletop	15 W
220-240 V	50/60 Hz
↔ 18 cm	↗ 18 cm
↑ 8 cm	📦 27 x 15 x 22 / 1.45 kg



Basictech galvanic

WKB012

Equipo de corriente galvánica continua

Compacto equipo galvánico digital de uso profesional que utiliza corriente continua para facilitar la penetración de activos en limpiezas faciales profundas. Ofrece una intensidad constante para un tratamiento seguro, eficaz y homogéneo. Ideal para potenciar los resultados en protocolos faciales.

Especificaciones técnicas

Rango de intensidad	1-10
Galvánico - tipo de corriente	continua, pulsada
Modos de polaridad	positivo, negativo
Función iontoforesis	Sí
Función desincrustación	Sí

sobremesa

15 W

220-240 V

50/60 Hz

↔ 18 cm

↗ 18 cm

↑↓ 8 cm

📦 27 x 15 x 22 / 1.45 kg



Basictech galvanic

WKB012

Equipaggiamento di corrente galvanica continua

Compatto equipaggiamento galvanico digitale di uso professionale che utilizza corrente continua per facilitare la penetrazione di attivi in pulizie facciali profonde. Offre un'intensità costante per un trattamento sicuro, efficace e omogeneo. Ideale per potenziare i risultati nei protocolli facciali.

Specifiche chiave

Raggio di intensità	1-10
Galvanico - tipo di corrente	continua, premuto
Modalità di polarità	positivo, negativo
Funzione ionoforesi	Sì
Funzione di disincrostazione	Sì

sobremesa

15 W

220-240 V

50/60 Hz

↔ 18 cm

↗ 18 cm

↑↓ 8 cm

📦 27 x 15 x 22 / 1.45 kg





Basictech galvanic

WKB012

Galvanikgerät mit kontinuierlichem Gleichstrom

Kompaktes, digitales Galvanikgerät für die professionelle Anwendung, das Gleichstrom verwendet, um die Aufnahme von Wirkstoffen bei tiefen Gesichtereinigungen zu erleichtern. Es bietet eine konstante Intensität für eine sichere, effektive und gleichmäßige Behandlung. Ideal, um die Ergebnisse bei Gesichtsprotokollen zu optimieren.

Technische Angaben

Intensitätsbereich	1-10
Galvanisch – Stromart	Kontinuierlich, gepulst
Polaritätsmodi	positiv, negativ
Funktion Iontophorese	Ja
Funktion der Entkalkung	Ja

Tischgerät

15 W

220-240 V

50/60 Hz

↔ 18 cm

↗ 18 cm

↑ 8 cm

📦 27 x 15 x 22 / 1.45 kg

Basictech galvanic

WKB012

Équipement de courant galvanique continu

Équipement galvanique compact digital d'usage professionnel qui utilise un courant continu pour faciliter la pénétration des actifs lors de nettoyages faciaux profonds. Offre une intensité constante pour un traitement sûr, efficace et homogène. Idéal pour améliorer les résultats dans les protocoles faciaux.

Spécifications clés

Rang d'intensité	1-10
Galvanique - type de courant	continue, enfoncée
Modes de polarité	positif, négatif
Fonction iontophorèse	Oui
Fonction désincrustation	Oui

de table

15 W

220-240 V

50/60 Hz

↔ 18 cm

↗ 18 cm

↑ 8 cm

📦 27 x 15 x 22 / 1.45 kg

