

Basictech high frequency

WKB013

High frequency equipment

Compact digital high frequency equipment for professional use used to accelerate blood circulation, stimulate glandular activity, deeply cleanse, and facilitate the penetration of active ingredients. It regulates glandular activity according to the skin type.

Key specifications

Intensity range	1-10
High frequency - type	direct, indirect
High frequency - frequency	200-500 kHz
Number of glass electrodes	4
Type of gas of the electrode	orange
Electrode shape	mushroom, spoon, ball, straight

Tabletop	15 W
220-240 V	50/60 Hz
↔ 18 cm	↗ 18 cm
↑ 8 cm	📦 27 x 15 x 22 / 1.5 kg



Basictech high frequency

WKB013

Equipo de alta frecuencia

Compacto equipo de alta frecuencia digital para uso profesional utilizado para acelerar la circulación sanguínea, estimular la actividad glandular, limpiar en profundidad y facilitar la penetración de activos. Regula la actividad glandular según el tipo de piel.

Especificaciones técnicas

Rango de intensidad	1-10
Alta frecuencia - tipo	directa, indirecta
Alta frecuencia - frecuencia	200-500 kHz
Nº electrodos vidrio	4
Tipo de gas del electrodo	naranja
Forma del electrodo	seta, cuchara, bola, recto

sobremesa	15 W
220-240 V	50/60 Hz
↔ 18 cm	↗ 18 cm
↑ 8 cm	📦 27 x 15 x 22 / 1.5 kg



Basictech high frequency

WKB013

Attrezzatura ad alta frequenza

Compatta attrezzatura ad alta frequenza digital per uso professionale utilizzata per accelerare la circolazione sanguigna, stimolare l'attività ghiandolare, pulire in profondità e facilitare la penetrazione degli attivi. Regola l'attività ghiandolare in base al tipo di pelle.

Specifiche chiave

Raggio di intensità	1-10
Alta frequenza - tipo	diretta, indiretta
Alta frequenza - frequenza	200-500 kHz
N° elettrodi in vetro	4
Tipo di gas dell'elettrodo	arancia
Forma dell'elettrodo	fungo, cucchiaio, sfera, tubo

sobremesa

15 W

220-240 V

50/60 Hz

↔ 18 cm

↗ 18 cm

↑↓ 8 cm

📦 27 x 15 x 22 / 1.5 kg



Basictech high frequency

WKB013

Hochfrequenzgerät

Kompaktes digitales Hochfrequenzgerät für die professionelle Anwendung, das verwendet wird, um die Durchblutung zu beschleunigen, die Drüsenaktivität zu stimulieren, tiefenwirksam zu reinigen und die Aufnahme von Wirkstoffen zu erleichtern. Es reguliert die Drüsenaktivität je nach Hauttyp.

Technische Angaben

Intensitätsbereich	1-10
Hochfrequenz - Typ	direkt, indirekt
Hochfrequenz - Frequenz	200-500 kHz
Anzahl der Glaselektroden	4
Gasart des Elektroden	orange
Form des Elektroden	Pilz, Löffel, Kugel, gerade

Tischgerät

15 W

220-240 V

50/60 Hz

↔ 18 cm

↗ 18 cm

↑ 8 cm

📦 27 x 15 x 22 / 1.5 kg



Basictech high frequency

WKB013

Équipement haute fréquence

Équipement haute fréquence digital compact pour usage professionnel utilisé pour accélérer la circulation sanguine, stimuler l'activité glandulaire, nettoyer en profondeur et faciliter la pénétration des actifs. Régule l'activité glandulaire selon le type de peau.

Spécifications clés

Rang d'intensité	1-10
Haute fréquence - type	directe, indirecte
Haute fréquence - fréquence	200-500 kHz
N° électrodes en verre	4
Type de gaz de l'électrode	orange
Forme de l'électrode	champignon, cuillère, boule, droit

de table	15 W
220-240 V	50/60 Hz
↔ 18 cm	↗ 18 cm
↑ 8 cm	📦 27 x 15 x 22 / 1.5 kg

