

## Basictech scrubber

WKB015

### Ultrasonic peeling equipment

Compact digital facial exfoliation equipment for professional use that uses a spatula with ultrasonic vibration to gently exfoliate dead skin, unclog pores (remove blackheads and impurities), and enhance the absorption of skincare products. Useful for treating acne, comedones, and removing dead cells, dirt, and daily skin pollution.



### Key specifications

Intensity range	1-10
Iontophoresis function	Yes
BIO Frequency (MHz)	100
Microcurrent Intensity BIO	20-500 mA
Pulsed voltage	1-90 Vpp
Frequency spatula US (kHz)	24 kHz

Tabletop 15 W

220-240 V 50/60 Hz

↔ 18 cm ↗ 18 cm

↑ 8 cm 📦 27 x 15 x 22 / 1.4 kg

## Basictech scrubber

WKB015

### Equipo de peeling ultrasónico

Compacto equipo de exfoliación facial digital para uso profesional que utiliza una espátula con vibración ultrasónica para exfoliar suavemente la piel muerta, destapar los poros (eliminar puntos negros e impurezas) y potenciar la absorción de los productos para el cuidado de la piel. Útil para tratar el acné, comedones y eliminar células muertas, suciedad y contaminación diaria de la piel.



### Especificaciones técnicas

Rango de intensidad	1-10
Función iontoforesis	Sí
Frecuencia BIO (MHz)	100
Intensidad de microcorriente BIO	20-500 mA
Voltaje pulsado	1-90 Vpp
Frecuencia espátula US (kHz)	24 kHz

sobremesa	15 W
220-240 V	50/60 Hz
↔ 18 cm	↗ 18 cm
↕ 8 cm	📦 27 x 15 x 22 / 1.4 kg

## Basictech scrubber

WKB015

### Attrezzatura per peeling ultrasonico

Compatta attrezzatura per esfoliazione facciale digital per uso professionale che utilizza una spatola con vibrazione ultrasonica per esfoliare delicatamente la pelle morta, liberare i pori (eliminare punti neri e impurità) e potenziare l'assorbimento dei prodotti per la cura della pelle. Utile per trattare l'acne, i comedoni ed eliminare cellule morte, sporco e contaminazione quotidiana della pelle.



### Specifiche chiave

Raggio di intensità	1-10
Funzione ionoforesi	Si
Frequenza BIO (MHz)	100
Intensità di microcorrente BIO	20-500 mA
Voltaggio pulsato	1-90 Vpp
Frequenza spatola US (kHz)	24 kHz

sobremesa	15 W
220-240 V	50/60 Hz
↔ 18 cm	↗ 18 cm
↑ 8 cm	📦 27 x 15 x 22 / 1.4 kg

## Basictech scrubber

WKB015

### Ultraschall-Peeling-Gerät

Kompaktes, digitales Gesicht-Exfoliation-Gerät für professionelle Anwendung, das eine Spatel mit Ultraschallvibration verwendet, um sanft abgestorbene Hautzellen zu exfolieren, Poren zu öffnen (Mitesser und Unreinheiten zu entfernen) und die Aufnahme von Hautpflegeprodukten zu verbessern. Nützlich zur Behandlung von Akne, Komedonen und zum Entfernen abgestorbener Zellen, Schmutz und täglicher Hautverschmutzung.



### Technische Angaben

Intensitätsbereich	1-10
Funktion Iontophorese	Ja
Frequenz BIO (MHz)	100
Intensität der Mikrostrom BIO	20-500 mA
Pulsierender Spannung	1-90 Vpp
Frequenz Spatel US (kHz)	24 kHz

Tischgerät

15 W

220-240 V

50/60 Hz

↔ 18 cm

↗ 18 cm

↑ 8 cm

📦 27 x 15 x 22 / 1.4 kg

## Basictech scrubber

WKB015

### Équipement de peeling ultrasonique

Équipe d'exfoliation facial digital compact pour usage professionnel qui utilise une spatule avec vibration ultrasonique pour exfolier en douceur les cellules mortes de la peau, déboucher les pores (éliminer les points noirs et les impuretés) et améliorer l'absorption des produits de soin de la peau. Utile pour traiter l'acné, les comédons et éliminer les cellules mortes, la saleté et la pollution quotidienne de la peau.



### Spécifications clés

Rang d'intensité	1-10
Fonction iontophorèse	Oui
Fréquence BIO (MHz)	100
Intensité de microcourant BIO	20-500 mA
Tension pulsée	1-90 Vpp
Fréquence spatule US (kHz)	24 kHz

de table	15 W
220-240 V	50/60 Hz
↔ 18 cm	↗ 18 cm
↑ 8 cm	📦 27 x 15 x 22 / 1.4 kg