

Αθήνα:  
Λεωφόρος Κηφισίας 354  
152 33, Χαλάνδρι  
Τηλ.: 210 682 5000 - 210 682 6000  
e-mail: athens@digas.gr

Θεσσαλονίκη Κέντρο:  
Τσιμισκή 137 Περιοχή ΧΑΝΘ  
Τηλ.: 2310 225 005 - 2310 225 025  
e-mail: tsimiski@digas.gr

Θεσσαλονίκη  
Τέρμα Καραολή & Δημητρίου  
57 001 - Θέρμη Θεσσαλονίκη  
Τηλ.: 2310 272462 - 2310 270425  
Fax: 2310 267516  
e-mail: info@digas.gr

 [www.digas.gr](http://www.digas.gr)  
 Δίγκας Γ. Ιατρικά  
 digasmedicals

# HANDY

Plasma Excellence

BY DIGAS MEDICAL



# HANDY

Plasma Excellence

**Συσκευή Plasma ιδανικό για....**

Αναίμακτη Βλεφαροπλαστική  
Αφαίρεση ρυτίδων, ουλών και ραγάδων  
Απολοιφή μελαγχρώσεων



## Ο τέλειος συνδυασμός της τεχνολογίας και της μικροχειρουργικής

Η Δερματολογία, η Πλαστική Χειρουργική και η Αισθητική Ιατρική μπορούν να βασίζονται σε μια νέα ιατρική συσκευή, για μια μη επεμβατική μικροχειρουργική, που ονομάζεται HANDY.

Το HANDY, εκμεταλλεύμενο τον ιονισμό αερίων που υπάρχουν στον αέρα, δημιουργεί ένα μικρό ηλεκτρικό τόξο ικανό να αποκαταστήσει την τονικότητα στους ιστούς. Αυτό επιτυγχάνεται όταν η άκρη του ηλεκτροδίου είναι αρκετά κοντά στο δέρμα, χωρίς να έρχεται σε επαφή.

Σε σύγκριση με την παραδοσιακή χειρουργική επέμβαση, το HANDY κάνει τις θεραπείες ευκολότερες και τον χρόνο αποκατάστασης μικρότερο

Εργονομικό, Συμπαγές, Αποτελεσματικό,  
είναι τα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν.

Διαθέτει οθόνη OLED η οποία εμφανίζει συνεχώς το επίπεδο ισχύος και την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής.

Ένα μόνο κουμπί και ένας περιστροφικός διακόπτης επιτρέπει την ενεργοποίηση της συσκευής την ένταση της ισχύος καθώς και τις δύο παλμικές επιλογές.

Διαθέτει επίσης Χαμηλό βάρος, υψηλή ανθεκτικότητα

Το μικρό του μέγεθος και το μικρό βάρος του HANDY το κάνουν μια εικονική επέκταση του χεριού του χειρουργού.

Το HANDY διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου, επιτρέποντας έτσι τη απουσία καλωδίων, παρέχοντας απόλυτη άνεση χειρισμού και αυτονομία όπως ένα κοινό στυλό για γραφή.

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:**

90 λεπτά συνεχούς τροφοδοσίας στο μέγιστο επίπεδο 5



## Συστήνεται για θεραπείες

- ▶ Βλεφαροπλαστική
- ▶ Σμηγματορροικά καθώς και οξυγενή κονδυλώματα
- ▶ Ακτινική υπερκεράτωση
- ▶ Αφαίρεση ρυτίδων
- ▶ Μυρμηγκιές
- ▶ Δερματοίνωμα
- ▶ Αφαίρεση Κηλίδων προσώπου.
- ▶ Αγγειοκεράτωμα
- ▶ Γεροντική υπερκεράτωση
- ▶ lifting Χωρίς Χειρουργείο
- ▶ Αγγειακός σπίλος
- ▶ Κερατοακάνθωμα
- ▶ Γεραντικό αγγείωμα
- ▶ Τηλαγγειεκτασία
- ▶ Σμηγματορροική υπερκεράτωση
- ▶ Μολυσματικό κηρίο
- ▶ Αραχνοειδής σπίλος
- ▶ Ξανθέλασμα
- ▶ Ενεργό ακμή, ουλές ακμής
- ▶ Φακή

### TECH

|                                           |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ΙΣΧΥΣ                                     | 1.8W                                                |
| ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                     | 80kHz                                               |
| ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ                               | 3000 Vpp                                            |
| ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (με το ίδιο ηλεκτρόδιο) | 1 έως 5                                             |
| ΠΑΛΜΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ                           | 1 έως 2                                             |
| ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ             | 50%                                                 |
| ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ                 | 3,7V 900mAh                                         |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:                   | 90 λεπτά συνεχούς τροφοδοσίας στο μέγιστο επίπεδο 5 |
| ΒΑΡΟΣ                                     | 100 γρ.                                             |
| ΒΑΡΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ                            | 270 γρ.                                             |

Κωδικός: 28551-00

Κατασκευάζεται στη Ιταλία και διατίθεται κατ'εξοκλειστικότητα στην Ελλάδα από την ΔΙΓΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ  
Διαθέτει πιστοποιητικό "Ιατρικής συσκευής" (Medical device).

### ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Συσκευή HANDY  
Φορτιστής  
Καλώδιο USB  
Καλώδιο USB φόρτισης  
Σέτ 5 ηλεκτροδίων (30 κλιβανισμοί)  
Εγχειρίδιο οδηγιών

