

Utech 6 in 1

F815.N

6 in 1 multifunctional equipment

Beauty equipment that combines 6 functions: high frequency, ultrasound, galvanic current, suction, spray, and spot corrector. It features dedicated on/off controls, adjustable intensity, and a Digital Screen, allowing for versatile and fully customizable sessions, ideal for comprehensive skin care in salons or clinics.



Key specifications

Intensity range	0-9
High frequency - type	direct, indirect
High frequency - frequency	200-500 kHz
Number of glass electrodes	4
Type of gas of the electrode	orange
Electrode shape	mushroom, spoon, ball, straight
Galvanic - type of current	continue, pressed
Polarity modes	positive, negative
Iontophoresis function	Yes
Desincrustation function	Yes
Frequency US (MHz)	1 MHz
Number of probes/heads US	2
Specific orbicular probe	1
Facial probe	1
Max power US (W/cm ²)	1,25
Emission modes US	continue, pressed
Function phonophoresis	Yes
Effective emission area (cm ²)	0.5-1.25 W/cm ²
Effective emission area (cm ²)	0.1-0.8 W/cm ²
Spot removal function	Yes
Disposable needles included	3

Tabletop	80 W
220-240 V	50/60 Hz
↔ 28 cm	↗ 27 cm
↓ 13 cm	📦 50 x 22 x 34 / 3.8 kg

Utech 6 in 1

F815.N

Equipo 6 en 1 multifuncional

Equipo de belleza que combina 6 funciones: alta frecuencia, ultrasonidos, corriente galvánica, succión, pulverización y corrector de manchas. Cuenta con controles de encendido/apagado dedicados, intensidad ajustable y una pantalla digital, lo que permite sesiones versátiles y totalmente personalizables, ideales para el cuidado integral de la piel en salones o clínicas.



sobremesa

80 W

220-240 V

50/60 Hz

↔ 28 cm

↗ 27 cm

↓ 13 cm

📦 50 x 22 x 34 / 3.8 kg

Especificaciones técnicas

Rango de intensidad	0-9
Alta frecuencia – tipo	directa, indirecta
Alta frecuencia – frecuencia	200-500 kHz
Nº electrodos vidrio	4
Tipo de gas del electrodo	naranja
Forma del electrodo	seta, cuchara, bola, recto
Galvánico – tipo de corriente	continua, pulsada
Modos de polaridad	positivo, negativo
Función iontoforesis	Sí
Función desincrustación	Sí
Frecuencia US (MHz)	1 MHz
Nº sondas/cabezales US	2
Sonda orbicular específica	1
Sonda facial	1
Potencia máx. US (W/cm ²)	1,25
Modos de emisión US	continua, pulsada
Función fonoforesis	Sí
Área emisión efectiva (cm ²)	0.5-1.25 W/cm ²
Área emisión efectiva (cm ²)	0.1-0.8 W/cm ²
Función spot removal	Sí
Agujas desechables incluidas	3

Utech 6 in 1

F815.N

Attrezzatura 6 in 1 multifunzionale

Attrezzatura di bellezza che combina 6 funzioni: alta frequenza, ultrasuoni, corrente galvanica, aspirazione, nebulizzazione e correttore di macchie. Dispone di controlli dedicati per accensione/spegnimento, intensità regolabile e una Pantalla Digitale, permettendo sessioni versatili e completamente personalizzabili, ideali per la cura completa della pelle in saloni o cliniche.

Specifiche chiave

Raggio di intensità	0-9
Alta frequenza - tipo	diretta, indiretta
Alta frequenza - frequenza	200-500 kHz
N° elettrodi in vetro	4
Tipo di gas dell'elettrodo	arancia
Forma dell'elettrodo	fungo, cucchiaino, sfera, tubo
Galvanico - tipo di corrente	continua, premuto
Modalità di polarità	positivo, negativo
Funzione ionoforesi	Sì
Funzione di disincrostazione	Sì
Frequenza US (MHz)	1 MHz
N° sonde/testine US	2
Sonda orbicolare specifica	1
Sonda facciale	1
Potenza max. US (W/cm ²)	1,25
Modi di emissione US	continua, premuto
Funzione fonoforesi	Sì
Area di emissione efficace (cm ²)	0.5-1.25 W/cm ²
Area di emissione efficace (cm ²)	0.1-0.8 W/cm ²
Funzione rimozione macchie	Sì
Aghi usa e getta inclusi	3



sobremesa

80 W

220-240 V

50/60 Hz

↔ 28 cm

↗ 27 cm

↓ 13 cm

📦 50 x 22 x 34 / 3.8 kg

Utech 6 in 1

F815.N

6-in-1 Multifunktionsgerät

Schönheitsgerät, das 6 Funktionen kombiniert: Hochfrequenz, Ultraschall, galvanischer Strom, Absaugung, Sprühen und Fleckenentferner. Es verfügt über dedizierte Ein-/Ausschaltsteuerungen, einstellbare Intensität und eine Digitale Anzeige, was vielseitige und vollständig anpassbare Sitzungen ermöglicht, ideal für die ganzheitliche Hautpflege in Salons oder Kliniken.



Tischgerät

80 W

220-240 V

50/60 Hz

↔ 28 cm

↗ 27 cm

↓ 13 cm

📦 50 x 22 x 34 / 3.8 kg

Technische Angaben

Intensitätsbereich	0-9
Hochfrequenz - Typ	direkt, indirekt
Hochfrequenz - Frequenz	200-500 kHz
Anzahl der Glaselektroden	4
Gasart des Elektroden	orange
Form des Elektroden	Pilz, Löffel, Kugel, gerade
Galvanisch - Stromart	Kontinuierlich, gepulst
Polaritätsmodi	positiv, negativ
Funktion Iontophorese	Ja
Funktion der Entkalkung	Ja
Frequenz US (MHz)	1 MHz
Anzahl der Ultraschallsonden/-köpfe	2
Spezifische orbikularsonde	1
Gesichts-Sonde	1
Max. Leistung US (W/cm ²)	1,25
US-Ausgabemodi	Kontinuierlich, gepulst
Funktion Phonophoresis	Ja
Bereich der effektiven Emission (cm ²)	0.5-1.25 W/cm ²
Bereich der effektiven Emission (cm ²)	0.1-0.8 W/cm ²
Spot-Removal-Funktion	Ja
Einwegnadeln enthalten	3

Utech 6 in 1

F815.N

Équipe 6 en 1 multifonctionnelle

Équipement de beauté qui combine 6 fonctions : haute fréquence, ultrasons, courant galvanique, aspiration, pulvérisation et correcteur de taches. Il dispose de commandes marche/arrêt dédiées, d'une intensité réglable et d'un écran numérique, permettant des séances polyvalentes et entièrement personnalisables, idéales pour le soin complet de la peau dans les salons ou cliniques.



Spécifications clés

Rang d'intensité	0-9
Haute fréquence - type	directe, indirecte
Haute fréquence - fréquence	200-500 kHz
N° électrodes en verre	4
Type de gaz de l'électrode	orange
Forme de l'électrode	champignon, cuillère, boule, droit
Galvanique - type de courant	continue, enfoncée
Modes de polarité	positif, négatif
Fonction iontophorèse	Oui
Fonction désincrustation	Oui
Fréquence US (MHz)	1 MHz
N° sondes/têtes US	2
Sonde orbiculaire spécifique	1
Sonde faciale	1
Puissance max. US (W/cm ²)	1,25
Modes d'émission US	continue, enfoncée
Fonction phonophorèse	Oui
Zone d'émission effective (cm ²)	0.5-1.25 W/cm ²
Zone d'émission effective (cm ²)	0.1-0.8 W/cm ²
Fonction de suppression des taches	Oui
Aiguilles jetables incluses	3

de table

80 W

220-240 V

50/60 Hz

↔ 28 cm

↗ 27 cm

↓ 13 cm

📦 50 x 22 x 34 / 3.8 kg